



FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO			Pracoviště nemocnice Bohunice a Porodnice Ústav laboratorní medicíny Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie	JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO TEL: 532 233 031
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie		ALERGOLOGIE 2, BUNĚČNÁ IMUNOLOGIE		
Číslo pojištěnce: <input type="text"/>		Razítko (IČP), jmenovka, podpis lékaře, odbornost:		
Příjmení: <input type="text"/>				
Jméno: <input type="text"/>				
Datum narození: <input type="text"/>				
Pohlaví: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž				
Dg: <input type="text"/>		Nákladové středisko: <input type="text"/>		
Datum a čas odběru: <input type="text"/>		Datum a čas odběru: <input type="text"/>		
Vyšetřovaný materiál:		Vyšetřovaný materiál:		
<input type="checkbox"/> periferní krev - srážlivá		<input type="checkbox"/> periferní krev - nesrážlivá		
<input type="checkbox"/> periferní krev - Li-heparin ^{1,4}		<input type="checkbox"/> sérum		
<input type="checkbox"/> sérum		<input type="checkbox"/> plazma		
<input type="checkbox"/> Dodělavka/materiál již v laboratoři		<input type="checkbox"/> Dodělavka/materiál již v laboratoři		
SPECIFICKÉ IgE, KOMPONENTY				
Specifické IgE	Komponenty	Specifické IgE	Komponenty	
<input type="checkbox"/> Jablko_c	rMal d 1(PR10)_i	<input type="checkbox"/> Kočka epitel_c	rFel d 1_i	
<input type="checkbox"/> Ořech liskový_c	rCor a 1(PR-10)_i	<input type="checkbox"/> Pes epitel_c	rCan f 1_i	
<input type="checkbox"/> Podzemnice olejná_c	rAra h 8(PR-10)_i		rCan f 5_i	
<input type="checkbox"/> Celer_c	rApi g 1_i	<input type="checkbox"/> Vosa obecná_c	rVes v 1 (fosfolipáza A1)_i	
<input type="checkbox"/> Mléko kravské_c	nBos d 4 (alfa-laktalbumin)_i		rVes v 5_i	
	nBos d 5 (beta-laktoglobulin)_i	<input type="checkbox"/> Včela medonosná_c	rApi m 1 (fosfolipáza A2)_i	
	nBos d 8 (kasein)_i		rApi m 2 (hyaluronidáza A2)_i	
<input type="checkbox"/> Dermatophag. pter._c	rDer p 1_i		rApi m 3 (kyselá fosfatáza)_i	
	rDer p 2_i		rApi m 5 (dipeptidyl peptidáza)_i	
	rDer p 23_i		rApi m 10 (carapin)_i	
<input type="checkbox"/> Dermatophag. farinae_c	nDer f 1_c	<input type="checkbox"/> Bojíněk luční_i	rPhl p 1_i	
	nDer f 2_c		rPhl p 6_i	
		<input type="checkbox"/> Ambrózie pelyňkolistá_c	nAmb a 1_i	
		<input type="checkbox"/> Bříza bradavičnatá_c	rBet v 1 (PR-10)_i	
TEST AKTIVACE BAZOFILŮ - BAT¹		ALERGIE, ATOPIE - MEDIÁTORY		
<input type="checkbox"/> BAT - vosa		<input type="checkbox"/> ECP - eosinofilní kationický protein ²		
<input type="checkbox"/> BAT - včela		<input type="checkbox"/> Tryptáza		
BUNĚČNÁ IMUNOLOGIE				
Průtoková cytometrie³				
<input type="checkbox"/> Subpopulace lymfocytů (T/B/NK)		<input type="checkbox"/> Neuroblastom	<input type="checkbox"/> QFN-monitor ⁴	
<input type="checkbox"/> T-lymfocyty (CD3/CD4/CD8) - abs. počet		<input type="checkbox"/> L_kostní dřeň		
<input type="checkbox"/> Regulační T-lymfocyty (T-reg)		<input type="checkbox"/> P_kostní dřeň		
<input type="checkbox"/> Gamma-delta T-lymfocyty		<input type="checkbox"/> tkáň		
<input type="checkbox"/> Efektorové/paměťové T-lymfocyty		Doplňující informace:		
<input type="checkbox"/> RTE CD4+ lymfocyty				
<input type="checkbox"/> Aktivační znaky (HLA-DR, CD69) ⁵				
<input type="checkbox"/> Subpopulace monocytů (CD14/CD16) ⁶		<input type="checkbox"/> Fagocytóza/Oxidační vzplanutí (Burst) ¹		
<input type="checkbox"/> Hodnocení nálezu				
Doplňkové informace:				
1 Je prováděno pouze z krve Li-heparin bez gelu . Vzorek musí být doručen do laboratoře v den odběru do 13:00.				
2 Dodat plnou srážlivou krev do 1 h od odběru (nutné uvést čas odběru) nebo sérum separované do 2 h od odběru. Sérum lze uchovat při 4-8 °C max. 5 dní, déle nutno zamrazit.				
3 Jen z nesrážlivé krve.				
4 Vyšetření se provádí z krve Li-heparin bez gelu . Odběr pondělí - čtvrtek, pokud po dni odběru nenásleduje státní svátek.				
5 Vyšetření indikujte s T-lymfocyty (CD3/4/8) nebo Subpopulace lymfocytů (T/B/NK). c ... LEIA				
6 Vyšetření indikujte s vyšetřením Subpopulace lymfocytů (T/B/NK). i ... Immunocap				

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO			Pracoviště nemocnice Bohunice a Porodnice Ústav laboratorní medicíny Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie	JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO TEL: 532 233 031
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie		ALERGOLOGIE 2, BUNĚČNÁ IMUNOLOGIE		
Číslo pojištěnce: <input type="text"/>		Razítko (IČP), jmenovka, podpis lékaře, odbornost:		
Příjmení: <input type="text"/>				
Jméno: <input type="text"/>				
Datum narození: <input type="text"/>				
Pohlaví: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž				
Dg: <input type="text"/>		Nákladové středisko: <input type="text"/>		
Datum a čas odběru: <input type="text"/>		Datum a čas odběru: <input type="text"/>		
Vyšetřovaný materiál:		Vyšetřovaný materiál:		
<input type="checkbox"/> periferní krev - srážlivá		<input type="checkbox"/> periferní krev - nesrážlivá		
<input type="checkbox"/> periferní krev - Li-heparin ^{1,4}		<input type="checkbox"/> sérum		
<input type="checkbox"/> sérum		<input type="checkbox"/> plazma		
<input type="checkbox"/> Dodělavka/materiál již v laboratoři		<input type="checkbox"/> Dodělavka/materiál již v laboratoři		
SPECIFICKÉ IgE, KOMPONENTY				
Specifické IgE	Komponenty	Specifické IgE	Komponenty	
<input type="checkbox"/> Jablko_c	rMal d 1(PR10)_i	<input type="checkbox"/> Kočka epitel_c	rFel d 1_i	
<input type="checkbox"/> Ořech liskový_c	rCor a 1(PR-10)_i	<input type="checkbox"/> Pes epitel_c	rCan f 1_i	
<input type="checkbox"/> Podzemnice olejná_c	rAra h 8(PR-10)_i		rCan f 5_i	
<input type="checkbox"/> Celer_c	rApi g 1_i	<input type="checkbox"/> Vosa obecná_c	rVes v 1 (fosfolipáza A1)_i	
<input type="checkbox"/> Mléko kravské_c	nBos d 4 (alfa-laktalbumin)_i		rVes v 5_i	
	nBos d 5 (beta-laktoglobulin)_i	<input type="checkbox"/> Včela medonosná_c	rApi m 1 (fosfolipáza A2)_i	
	nBos d 8 (kasein)_i		rApi m 2 (hyaluronidáza A2)_i	
<input type="checkbox"/> Dermatophag. pter._c	rDer p 1_i		rApi m 3 (kyselá fosfatáza)_i	
	rDer p 2_i		rApi m 5 (dipeptidyl peptidáza)_i	
	rDer p 23_i		rApi m 10 (carapin)_i	
<input type="checkbox"/> Dermatophag. farinae_c	nDer f 1_c	<input type="checkbox"/> Bojíněk luční_i	rPhl p 1_i	
	nDer f 2_c		rPhl p 6_i	
		<input type="checkbox"/> Ambrózie pelyňkolistá_c	nAmb a 1_i	
		<input type="checkbox"/> Bříza bradavičnatá_c	rBet v 1 (PR-10)_i	
TEST AKTIVACE BAZOFILŮ - BAT¹		ALERGIE, ATOPIE - MEDIÁTORY		
<input type="checkbox"/> BAT - vosa		<input type="checkbox"/> ECP - eosinofilní kationický protein ²		
<input type="checkbox"/> BAT - včela		<input type="checkbox"/> Tryptáza		
BUNĚČNÁ IMUNOLOGIE				
Průtoková cytometrie³				
<input type="checkbox"/> Subpopulace lymfocytů (T/B/NK)		<input type="checkbox"/> Neuroblastom	<input type="checkbox"/> QFN-monitor ⁴	
<input type="checkbox"/> T-lymfocyty (CD3/CD4/CD8) - abs. počet		<input type="checkbox"/> L_kostní dřeň		
<input type="checkbox"/> Regulační T-lymfocyty (T-reg)		<input type="checkbox"/> P_kostní dřeň		
<input type="checkbox"/> Gamma-delta T-lymfocyty		<input type="checkbox"/> tkáň		
<input type="checkbox"/> Efektorové/paměťové T-lymfocyty		Doplňující informace:		
<input type="checkbox"/> RTE CD4+ lymfocyty				
<input type="checkbox"/> Aktivační znaky (HLA-DR, CD69) ⁵				
<input type="checkbox"/> Subpopulace monocytů (CD14/CD16) ⁶		<input type="checkbox"/> Fagocytóza/Oxidační vzplanutí (Burst) ¹		
<input type="checkbox"/> Hodnocení nálezu				
Doplňkové informace:				
1 Je prováděno pouze z krve Li-heparin bez gelu . Vzorek musí být doručen do laboratoře v den odběru do 13:00.				
2 Dodat plnou srážlivou krev do 1 h od odběru (nutné uvést čas odběru) nebo sérum separované do 2 h od odběru. Sérum lze uchovat při 4-8 °C max. 5 dní, déle nutno zamrazit.				
3 Jen z nesrážlivé krve.				
4 Vyšetření se provádí z krve Li-heparin bez gelu . Odběr pondělí - čtvrtek, pokud po dni odběru nenásleduje státní svátek.				
5 Vyšetření indikujte s T-lymfocyty (CD3/4/8) nebo Subpopulace lymfocytů (T/B/NK). c ... LEIA				
6 Vyšetření indikujte s vyšetřením Subpopulace lymfocytů (T/B/NK). i ... Immunocap				