

Průkaz SARS-CoV-2	Žádanka	Vyšetřovaný materiál	Místo vyšetření / příjem materiálu / č. potrubní pošty	Doba do výsledku (od přijetí do lab)	Upřesnění
Rutiní diagnostická/indikovaná PCR	Vytištěná ežádanka o diagnostické vyšetření s označením kategorie 1 – 5	Stěr z nasofaryngu v suché sterilní zkumavce dodaný do lab do 2 h od odběru nebo stěr z nasofaryngu/orofaryngu nebo stěr z nasofaryngu v transportním virologickém médiu nebo inaktivačním médiu. Jiné respirační vzorky*.	<u>pracovní den:</u> OKMI (budova F) covid lab/ ☀ 7 – 16/ 3389 <u>Sobota, neděle, svátek:</u> OKMI (budova C) bakteriologie/ ☀ 7 – 11 / 2188	<u>pracovní den:</u> PO 6 hod ÚT-PÁ 4 hod <i>vzorky dodané po 15 hod jsou zpracovány následující prac. den</i> <u>Sobota, neděle, svátek:</u> <i>- dodané vzorky jsou zpracovány následující prac. den</i>	*Vyšetření z jiného materiálu (BAL, sputum) nutno konzultovat s laboratoří (kl. 1529) a uvést typ materiálu do žádanky.
Screeningová (preventivní) PCR	Neprovádí se			-	
Diskriminační (mutačně specifická) PCR	Nelze indikovat			-	Diskriminační PCR je nahrazena sekvenováním (NRL) u epidemiologicky významných vzorků.
Statimová PCR / LAMP	Neprovádí se	-	-	-	V aktuální epidemiologické situaci se neprovádí
Antigenní test SARS-CoV-2 (POCT, rapid test)	Vytištěná ežádanka s označením kategorie vyšetření a výsledkem doplněná o identifikační štítek testu (pro zaúčtování materiálu).	Stěr z nasofaryngu vyšetřený dle návodu POCT testu.	POCT – u pacienta / Do lab OKMI (budova F) / se odesílá vytištěná ežádanka s uvedeným výsledkem Příjem jako rutinní PCR	15-30 min POCT	<u>Vyšetřovací postup:</u> Pozitivní výsledek je definitivně pozitivní a generuje certifikát o prodělaném onemocnění. Nekonfirmuje se pomocí PCR testu (ani rutina ani STATIM).
Kombinovaný antigenní POCT test pro detekci SARS-CoV-2 a chřipky (inflA, infIB).	Vytištěná ežádanka (jako na covid19) s označením kategorie vyšetření a výsledkem doplněná o identifikační štítek testu (pro zaúčtování materiálu).	Stěr z nasofaryngu vyšetřený dle návodu POCT testu.	Pouze indikované případy na určených pracovištích. POCT – u pacienta / Do lab OKMI (budova F) / se odesílá vytištěná ežádanka s uvedeným výsledkem Příjem jako rutinní PCR	15-30 min POCT	<u>Vyšetřovací postup:</u> Pozitivní výsledek je definitivně pozitivní a pozitivita SARS-CoV-2 generuje certifikát o prodělaném onemocnění covid-19. Nekonfirmuje se pomocí PCR testu.

Průkaz SARS-CoV-2	Žádanka	Vyšetřovaný materiál	Místo vyšetření / příjem materiálu / č. potrubní pošty	Doba do výsledku (od přijetí do lab)	Upřesnění
Antigenní test diagnostický (FIA, ECLIA) - laboratoř	Vytištěná eŽádanka o antigenní test s označením kategorie vyšetření. Pokud se předpokládá potřeba potvrzení negativního výsledku pomocí PCR, je nutné vystavit eŽádanku o antigen i PCR (v jedné žádance).	Stěr z nasofaryngu provedený k tomu určenou štětičkou zalomený v suché zkumavce	Boh: <i>OKMI - <u>Příjem jako rutinní PCR.</u></i> <i>OKB – příjem mimo čas příjmu OKMI tj. pracovní den 16-7 ☹ a mimo pracovní den 11-7 / 3168.</i>	<i>pracovní den: 5 h od příjmu vzorku do laboratoře</i>	<u>Vyšetřovací postup:</u> Pozitivní výsledek je definitivní a generuje certifikát o prodělaném onemocnění. Nekonfirmuje se pomocí PCR testu. Hraniční výsledek musí být došetřen pomocí PCR – provede laboratoř z původního vzorku nebo požaduje nový odběr.
<i>Antigenní test diagnostický (FIA) – laboratoř STATIM</i>	<i>Vytištěná eŽádanka o antigenní test s označením kategorie vyšetření a označením STATIM.</i>	<i>Stěr z nasofaryngu provedený k tomu určenou štětičkou zalomený v suché zkumavce</i>	Boh: <i>OKMI / ☼ (7-16 v pracovní dny) / 3389</i> <i>OKB mimo pracovní dny nepřetržitě ☼☹, v pracovní dny 16-7 ☹ / 3168</i> Obil.: OKB / ☼☹ nepřetržitě / 63003	<i>STATIM – 30-60 min od dodání vzorku do příslušné laboratoře</i>	
Kvantifikace N antigenu v krvi diagnostické	Žádanky o laboratorní vyšetření – Infekční imunologie. Pozn.: diagnostické či prognostické stanovení	Krev, sérum nebo plazma	OKMI (budova F) / Příjem ☼ 6-16 (pracovní den), OKMI (budova C) 8-12 (víkend/svátek) /2188	Test prováděn Po, St, Pá 10:30-14	<u>Vyšetřovací postup:</u> určeno pro doplnění diagnostiky covid-19 v případě nejasného či atypického laboratorního nálezu. Zahrnuje cut-off negativní / pozitivní.
Kvantifikace N antigenu v krvi prognostické	N antigen lze doordínovat příp. indikovat současně				<u>Vyšetřovací postup:</u> určeno pro posouzení aktuální míry replikace SARS-CoV-2 typicky u pacientů s covid-19, hodnotí se dynamika množství detekovaného N antigenu.

Průkaz SARS-CoV-2	Žádanka	Vyšetřovaný materiál	Místo vyšetření / příjem materiálu / č. potrubní pošty	Doba do výsledku (od přijetí do lab)	Upřesnění
Multiplex PCR STATIM respirační viry: SARS-CoV-2, inflA, inflB.	Vytištěná eŽádanka o multiplex s označením kategorie vyšetření.	Stěr z nasofaryngu a orofaryngu nebo stěr z nasofaryngu v inaktivačním médiu	DN: ODHB (biochemie) / ☼☾ nepřetržitě / 63003	Statim 45 min	<u>Vyšetřovací postup:</u> Určeno pro pacienty v závažném klinickém stavu a/nebo pro dif. diagnostiku respiračních onemocnění.