

Vyšetření SARS-CoV-2 a dalších vybraných sezonních respiračních virů ve FN Brno

Průkaz SARS-CoV-2	Žádanka	Vyšetřovaný materiál	Místo vyšetření / příjem materiálu / č. potrubní pošty	Doba do výsledku (od přijetí do lab)	Upřesnění
Rutinní diagnostická/indikovaná PCR (SARS-CoV-2, infl A, infl B, RSV)	<i>Papírová žádanka (formulář 2-187/25/12).</i>	Stěr z nasofaryngu v suché sterilní zkumavce dodaný do lab do 2 h od odběru nebo stěr z nasofaryngu/orofaryngu nebo stěr z nasofaryngu v transportním virologickém médiu nebo inaktivačním médiu. Jiné respirační vzorky - BAL, sputum.	<u>pracovní den:</u> OKMI (budova F) covid lab/ ☀ 7 – 16/ 3389	<u>pracovní den:</u> PO 6 hod ÚT-PÁ 4 hod vzorky dodané po 15 hod jsou zpracovány následující prac. den	<u>Vyšetřovací postup:</u> z diagnostického důvodu jen 1) u nemocných se závažnými příznaky respiračního onemocnění, kteří vyžadují hospitalizaci, 2) u nemocných s rizikovými faktory a s příznaky respiračního onemocnění.
Screeningová (preventivní) PCR	Neprovádí se			-	
Diskriminační (mutačně specifická) PCR	Nelze indikovat			-	Diskriminační PCR je nahrazena sekvenováním (NRL) u epidemiologicky významných vzorků.
Statimová PCR	Neprovádí se		-	-	V aktuální epidemiologické situaci se neprovádí.
Antigenní test SARS-CoV-2 (POCT, rapid test)	<i>Papírová žádanka (formulář 2-187/25/12) s výsledkem doplněná o identifikační štítek testu (pro zaúčtování materiálu).</i>	Stěr z nasofaryngu vyšetřený dle návodu POCT testu.	POCT – u pacienta / Do lab OKMI (budova F) / se odesílá vytištěná <i>papírová žádanka</i> s uvedeným výsledkem. Příjem jako rutinní PCR.	15-30 min POCT	<u>Vyšetřovací postup:</u> Pozitivní výsledek je definitivně pozitivní. Nekonfirmuje se pomocí PCR testu.
Kombinovaný antigenní POCT test pro detekci SARS-CoV-2 a chřipky (inflA, inflB) <i>nebo SARS-CoV-2, chřipky (inflA, inflB) a RSV</i>	<i>Papírová žádanka (formulář 2-187/25/12) s výsledkem doplněná o identifikační štítek testu (pro zaúčtování materiálu).</i>	Stěr z nasofaryngu vyšetřený dle návodu POCT testu.	POCT – u pacienta / Do lab OKMI (budova F) / se odesílá <i>papírová žádanka</i> s uvedeným výsledkem. Příjem jako rutinní PCR.	15-30 min POCT	<u>Vyšetřovací postup:</u> Pozitivní výsledek je definitivně pozitivní. Nekonfirmuje se pomocí PCR testu.

Vyšetření SARS-CoV-2 a dalších vybraných sezonních respiračních virů ve FN Brno

Průkaz SARS-CoV-2	Žádanka	Vyšetřovaný materiál	Místo vyšetření / příjem materiálu / č. potrubní pošty	Doba do výsledku (od přijetí do lab)	Upřesnění
Antigenní test diagnostický (FIA) - laboratoř	<i>Papírová žádanka (formulář 2-187/25/12).</i>	Stěr z nasofaryngu provedený k tomu určenou štětičkou zalomený v suché zkumavce.	Boh: OKMI - <u>Příjem jako rutinní PCR.</u> OKB – příjem mimo čas příjmu OKMI tj. pracovní den 16-7 ☹ a mimo pracovní den 11-7 / 3168.	<u>pracovní den:</u> 5 h od příjmu vzorku do laboratoře	<u>Vyšetřovací postup:</u> Pozitivní výsledek je definitivní. Nekonfirmuje se pomocí PCR testu.
Antigenní test diagnostický (FIA) – laboratoř STATIM	<i>Papírová žádanka (formulář 2-187/25/12) s označením STATIM.</i>	Stěr z nasofaryngu provedený k tomu určenou štětičkou zalomený v suché zkumavce	Boh: OKMI / ☼ (7-16 v pracovní dny) / 3389 OKB mimo pracovní dny nepřetržitě ☼☹, v pracovní dny 16-7 ☹ / 3168 Obil.: OKB / ☼☹ nepřetržitě / 63003	30-60 min od dodání vzorku do příslušné laboratoře	
Multiplex PCR STATIM respirační viry: SARS-CoV-2, inflA, inflB.	<i>Papírová žádanka (formulář 2-187/25/12) s požadavkem o multiplex.</i>	Stěr z nasofaryngu a orofaryngu nebo stěr z nasofaryngu v inaktivačním médiu	DN: ODHB (biochemie) / ☼☹ nepřetržitě / 63003	45 min	<u>Vyšetřovací postup:</u> Určeno pro pacienty v závažném klinickém stavu.