

## **Vivostat / garant dr. Moravčík, dr. Farkašová/**

Od roku 2016 je taktéž do naší praxe zavedeno tkáňové lepidlo Vivostat. Jedná se o jediné autologní fibrinové lepidlo, eventuálně fibrinové lepidlo obohacené o krevní destičky, připravované z pacientovi vlastní krve přímo během operačního výkonu. Lepidlo je možno použít jednorázově, eventuálně část lepidla uschovat k opětovnému použití. Vzhledem k autolognímu původu lepidla odpadá riziko alergické reakce. Standardně a s dobrým efektem jej využíváme v hepatobiliární a kolorektální chirurgii k protekci rizikových anastomóz (spojky mez slinivkou břišní a gastrointestinálním traktem, spojky na tlustém střevě při nízkých resekcích rekta). Dále je užíváno i při jiných indikacích břišní chirurgie a v indikovaných případech k řešení periproktálních píštělí u pacientů s Crohnovou chorobou.